



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Combitips, advanced 1,0ml (Farbcode: gelb) biopur

195,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Combitips® advanced, Biopur®, 1,0 mL, gelb, farblose Spitzen, 100 Stück, einzeln geblistert – Combitips® advanced sind die ideale Systemkomponente für alle Multipette Pipetten von Eppendorf – Erhältlich in neun Volumengrößen (0,1 mL – 50 mL), mit denen abhängig von dem verwendeten Combitips® advanced verschiedenste Volumina dispensiert werden können. Die kleinste Schrittweite beträgt dabei 100 Nanoliter – Verlängerte Combitips® advanced für die Volumina 2,5 mL, 5,0 mL und 10 mL reichen bis auf den Boden fast aller gängigen Laborgefäße – Individuelle Farbcodierung erleichtert die schnelle Identifizierung des gewünschten Combitips® advanced – Die einzigartige Trichter-geometrie gewährleistet eine komfortable Handhabung und verhindert Schäden an Handschuhen – Combitips® advanced sind in verschiedenen Reinheitsgraden und somit passend für jede Art von Anwendung erhältlich – Der richtige Reinheitsgrad für jede Anwendung: Eppendorf Quality™, PCR Clean, Forensic DNA Grade oder Biopur®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0258
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072168704
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1000 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung graduiert
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 100
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

