



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Combitips, advanced 25,0ml (Farbcode: rot) biopur

230,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Combitips® advanced, Biopur®, 25 mL, rot, farblose Spitzen, 100 Stück (4 Beutel × 25 Stück), einzeln geblister, jede Box komplett mit einem Adapter – Combitips® advanced sind die ideale Systemkomponente für alle Multipette Pipetten von Eppendorf – Erhältlich in neun Volumengrößen (0,1 mL – 50 mL), mit denen abhängig von dem verwendeten Combitips® advanced verschiedenste Volumina dispensiert werden können. Die kleinste Schrittweite beträgt dabei 100 Nanoliter – Verlängerte Combitips® advanced für die Volumina 2,5 mL, 5,0 mL und 10 mL reichen bis auf den Boden fast aller gängigen Laborgefäße – Individuelle Farbcodierung erleichtert die schnelle Identifizierung des gewünschten Combitips® advanced – Die einzigartige Trichtergeometrie gewährleistet eine komfortable Handhabung und verhindert Schäden an Handschuhen – Combitips® advanced sind in verschiedenen Reinheitsgraden und somit passend für jede Art von Anwendung erhältlich – Der richtige Reinheitsgrad für jede Anwendung: Eppendorf Quality™, PCR Clean, Forensic DNA Grade oder Biopur®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0262
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072172060
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	25 ml
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung graduiert
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 100
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

