



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Eppendorf Combitips, advanced 5,0ml (Farbcode: blau) PCR clean

**134,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

Combitips® advanced, PCR clean, 5,0 mL, blau, farblose Spitzen, 100 Stück (4 wiederverschließbare Beutel × 25 Stück) – Combitips® advanced sind die ideale Systemkomponente für alle Multipette Pipetten von Eppendorf – Erhältlich in neun Volumengrößen (0,1 mL – 50 mL), mit denen abhängig von dem verwendeten Combitips® advanced verschiedenste Volumina dispensiert werden können. Die kleinste Schrittweite beträgt dabei 100 Nanoliter – Verlängerte Combitips® advanced für die Volumina 2,5 mL, 5,0 mL und 10 mL reichen bis auf den Boden fast aller gängigen Laborgefäße – Individuelle Farbcodierung erleichtert die schnelle Identifizierung des gewünschten Combitips® advanced – Die einzigartige Trichtergeometrie gewährleistet eine komfortable Handhabung und verhindert Schäden an Handschuhen – Combitips® advanced sind in verschiedenen Reinheitsgraden und somit passend für jede Art von Anwendung erhältlich – Der richtige Reinheitsgrad für jede Anwendung: Eppendorf Quality™, PCR Clean, Forensic DNA Grade oder Biopur®

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0274
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072168483
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	5 ml
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung graduiert
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 100
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

