



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Finntip Stepper, 0,5 ml, steril, 50 Stck./Box

133,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipettenspitzen für Finntip™ Stepper

Die Spitzen sind einzeln steril verpackt.

Die Genauigkeit liegt je nach Spitze und Volumen bei $\pm 0,5$ bis $\pm 1,0$ %.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--|----------------------------------|
| Art.-Nr. | PO-0310 |
| Typ Pipettenspitze | Direktverdrängerspitzen |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |
| alte neoLab ArtikelNr. | 3-1466 |
| EAN | 4058072338367 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | transparent (milchig) |
| Volumen MAX | 500 µl |
| Volumen | 0.5 ml |
| steril | Ja |
| Pipettenspitzen Eigenschaften | graduiert |
| Flüssigkeitsverhalten | hydrophob |
| Hersteller | Thermo Scientific |
| Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein) | Karton. Spitzen einzeln verpackt |
| Verpackungseinheiten Spitzen | 1 x 50 |
| für Pipetten/ Dispenser der Hersteller | Thermo Scientific |

