



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Finntip Stepper, 2,5 ml, steril, 50 Stck./Box

133,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipettenspitzen für Finntip™ Stepper

Die Spitzen sind einzeln steril verpackt.

Die Genauigkeit liegt je nach Spitze und Volumen bei $\pm 0,5$ bis $\pm 1,0$ %.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0314
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	3-1468
EAN	4058072338381
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	2500 μ l
Volumen	2.5 ml
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	graduiert
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Hersteller	Thermo Scientific
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton. Spitzen einzeln verpackt
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 50
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Thermo Scientific

