



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Thermo Scientific Finntip Stepper, 12,5 ml, steril, 25 Stck./Box

**66,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Pipettenspitzen für Finntip™ Stepper

Die Spitzen sind einzeln steril verpackt.

Die Genauigkeit liegt je nach Spitze und Volumen bei  $\pm 0,5$  bis  $\pm 1,0$  %.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PO-0318
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	3-1470
EAN	4058072338404
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	12,5 ml
Volumen	12.5 ml
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	graduiert
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton. Spitzen einzeln verpackt
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 25
Hersteller	Thermo Scientific
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Thermo Scientific

