



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Finntip Stepper, 25 ml, steril, 10 Stck./Box

34,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipettenspitzen für Finntip™ Stepper

Die Spitzen sind einzeln steril verpackt.

Die Genauigkeit liegt je nach Spitze und Volumen bei $\pm 0,5$ bis $\pm 1,0$ %.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0320
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	3-1471
EAN	4058072338411
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	25 ml
Volumen	25 ml
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	graduiert
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton. Spitzen einzeln verpackt
Hersteller	Thermo Scientific
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Thermo Scientific

