



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Gilson DistriTips für Distriman, Mini 1250 µl,
20-100 µl, 50 Stck./Pack**

**54,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Distritips® für die Verwendung mit dem DISTRIMAN®

Lose verpackte Standard-Spitzen, unsteril.

- nur 3 Spitzen decken den gesamten Volumenbereich ab (Aliquote Teile von 1 µl bis 1,25 ml)
- die Spezifikationen übertreffen die ISO 8655 Richtlinien
- die Distritips® arbeiten nach dem Direktverdrängungsprinzip (geeignet für visköse Flüssigkeiten)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0358
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4383
EAN	4058072221430
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1250 µl
Volumen	1.25 ml
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung graduiert
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	Mini
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 50
Hersteller	Gilson
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Spitzen und Kolben im Karton
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

