



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Gilson DistriTips für Distriman, Maxi 12,5 ml,
200-1000 µl, 50 Stck./Pack**

**54,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Distritips® für die Verwendung mit dem DISTRIMAN®

Lose verpackte Standard-Spitzen, unsteril.

- nur 3 Spitzen decken den gesamten Volumenbereich ab (Aliquote Teile von 1 µl bis 1,25 ml)
- die Spezifikationen übertreffen die ISO 8655 Richtlinien
- die Distritips® arbeiten nach dem Direktverdrängungsprinzip (geeignet für visköse Flüssigkeiten)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0360
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4385
EAN	4058072221447
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	12,5 ml
Volumen	12.5 ml
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung graduiert
Bezeichnung Spitze (Gilson)	Maxi
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Hersteller	Gilson
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Spitzen und Kolben im Karton
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 50
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

