



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## **Gilson DistriTips für Distriman, Micro 125 µl steril, 2-10 µl, 50 Stck./Pack**

**106,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

### Distritips® für die Verwendung mit dem DISTRIMAN®

Die Distritips® sind sterilisiert und einzeln verpackt. Sie sind frei von RNase, DNase, DNA, RNA und Proteasen.

- nur 3 Spitzen decken den gesamten Volumenbereich ab (Aliquote Teile von 1 µl bis 1,25 ml)
- die Spezifikationen übertreffen die ISO 8655 Richtlinien
- die Distritips® arbeiten nach dem Direktverdrängungsprinzip (geeignet für visköse Flüssigkeiten)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0362
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neolab ArtikelNr.	7-4382
EAN	4058072221454
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	125 µl
Volumen	0.12 ml
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung graduiert RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	Micro
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton. Spitzen einzeln verpackt
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 50
Hersteller	Gilson
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Spitzen und Kolben im Karton
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

