



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Gilson DistriTips für Distriman, Maxi ST 12,5 ml,
200-1000 µl, 50 Stck./Pack**

**106,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Distritips® für die Verwendung mit dem DISTRIMAN®

Die Distritips® sind sterilisiert und einzeln verpackt. Sie sind frei von RNase, DNase, DNA, RNA und Proteasen.

- nur 3 Spitzen decken den gesamten Volumenbereich ab (Aliquote Teile von 1 µl bis 1,25 ml)
- die Spezifikationen übertreffen die ISO 8655 Richtlinien
- die Distritips® arbeiten nach dem Direktverdrängungsprinzip (geeignet für visköse Flüssigkeiten)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0364
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neolab ArtikelNr.	7-4386
EAN	4058072221478
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	12,5 ml
Volumen	12.5 ml
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung graduiert RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Bezeichnung Spitze (Gilson)	Maxi
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Hersteller	Gilson
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Spitzen und Kolben im Karton
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton. Spitzen einzeln verpackt
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 50
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

