



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Ecostep™ Spritzen für Stepper 411 blau 3,75 ml, Bereich 50-500 µl, VE: 100 Stk/Pack

**112,94 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Ecostep™ Spritzen für Stepper™ 411

Drei Grössen decken einen Volumenbereich von 10 bis 5000 µl ab.

Farbcodierung auf Spritzen und Wahltaster verhindern jegliche Einstellfehler.

Die Graduierung hilft bei der Kontrolle des Spritzeninhalts.

PE/PP Materialien garantieren eine hervorragende chemische Beständigkeit.

Nicht sterilisiert; verpackt in Beuteln

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0152
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7419
EAN	4058072163068
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (blau)
Volumen MAX	3,75 ml
Volumen	3.75 ml
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	graduirt
Hersteller	Socorex
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 100
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Socorex

