



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Ecostep™ Spritzen für Stepper 411 rot 37,5 ml, Bereich 500–5000 µl, VE: 100 Stk/Pack

148,93 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ecostep™ Spritzen für Stepper™ 411

Drei Grössen decken einen Volumenbereich von 10 bis 5000 µl ab.

Farbcodierung auf Spritzen und Wahltaster verhindern jegliche Einstellfehler.

Die Graduierung hilft bei der Kontrolle des Spritzeninhalts.

PE/PP Materialien garantieren eine hervorragende chemische Beständigkeit.

Nicht sterilisiert; verpackt in Beuteln

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0153
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7420
EAN	4058072163075
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (rot)
Volumen MAX	37,5 ml
Volumen	37.5 ml
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	graduiert
Hersteller	Socorex
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 100
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Socorex

