



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Ecostep™ Spritzen für Stepper 411 mix, mit gelber, blauer, roter Spritze, VE: 60 Stk/Pack

74,78 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ecotep™ Spritzen für Stepper™ 411

Drei Größen decken einen Volumenbereich von 10 bis 5000 µl ab.

Farbcodierung auf Spritzen und Wahltaster verhindern jegliche Einstellfehler.

Die Graduierung hilft bei der Kontrolle des Spritzeninhalts.

PE/PP Materialien garantieren eine hervorragende chemische Beständigkeit.

Nicht sterilisiert; verpackt in Beuteln

Die Auswahlpackung enthält je 20 Spritzen 0.75 ml (gelb), 3.75 ml (blau) und 37.5 ml (rot).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0154
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7421
EAN	4058072163082
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (gelb) transparent (blau) transparent (rot)
Volumen	2000 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	graduiert
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 60
Hersteller	Socorex
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Socorex

