



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Ecostep bioproof™ für Stepper 411 gelb 0,75 ml steril, pyrogenfrei, einzeln, 50 p

128,34 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ecostep™ Spritzen für Stepper™ 411

Drei Größen decken einen Volumenbereich von 10 bis 5000 µl ab.

Farbcodierung auf Spritzen und Wahltaster verhindern jegliche Einstellfehler.

Die Graduierung hilft bei der Kontrolle des Spritzeninhalts.

PE/PP Materialien garantieren eine hervorragende chemische Beständigkeit.

bioproof: individuell verpackte, sterilisierte Spritzen mit hohem biologischem Reinheitsgrad. Jede Produktionsserie wird von unabhängigen Testlaboratorien geprüft und frei von DNase, RNase, Pyrogenen (Endotoxine) und humaner DNA zertifiziert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0155
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7422
EAN	4058072366773
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (gelb)
Volumen MAX	750 µl
Volumen	0.75 ml
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei graduiert RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei
Hersteller	Socorex
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton. Spitzen einzeln verpackt
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 50
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Socorex

