



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Ecostep bioproof™ für Stepper 411 blau 3,75 ml steril, pyrogenfrei, einzeln, 50 p

**131,46 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## **Ecostep™ Spritzen für Stepper™ 411**

Drei Größen decken einen Volumenbereich von 10 bis 5000 µl ab.

Farbcodierung auf Spritzen und Wahltaster verhindern jegliche Einstellfehler.

Die Graduierung hilft bei der Kontrolle des Spritzeninhalts.

PE/PP Materialien garantieren eine hervorragende chemische Beständigkeit.

bioproof: individuell verpackte, sterilisierte Spritzen mit hohem biologischem Reinheitsgrad. Jede Produktionsserie wird von unabhängigen Testlaboratorien geprüft und frei von DNase, RNase, Pyrogenen (Endotoxine) und humaner DNA zertifiziert.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0156
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7423
EAN	4058072163099
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (blau)
Volumen MAX	3,75 ml
Volumen	3.75 ml
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei graduiert RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei
Hersteller	Socorex
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton. Spitzen einzeln verpackt
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 50
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Socorex

