



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Ecostep bioproof™ für Stepper 411 rot 37,5 ml steril, einzeln, 50 p

**174,93 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

### Ecostep™ Spritzen für Stepper™ 411

Drei Grössen decken einen Volumenbereich von 10 bis 5000 µl ab.

Farbcodierung auf Spritzen und Wahltaster verhindern jegliche Einstellfehler.

Die Graduierung hilft bei der Kontrolle des Spritzeninhalts.

PE/PP Materialien garantieren eine hervorragende chemische Beständigkeit.

bioproof: individuell verpackte, sterilisierte Spritzen mit hohem biologischem Reinheitsgrad. Jede Produktionsserie wird von unabhängigen Testlaboratorien geprüft und frei von DNase, RNase, Pyrogenen (Endotoxine) und humaner DNA zertifiziert.

## Zusätzliche Informationen

|  |  |
|--|--|
| Art.-Nr.                                   | SR-0157  |
| Typ Pipettenspitze                         | Direktverdrängerspitzen                                      |
| Hersteller (Marke)                         | Socorex  |
| alte neoLab ArtikelNr.                     | 7-7424   |
| EAN  | 4058072163105  |
| Transporttemperatur                        | Raumtemperatur   |
| autoklavierbar bei 121°C                   | Nein   |
| Farbe                                      | transparent (rot)  |
| Volumen MAX                                | 37,5 ml  |
| Volumen                                    | 37.5 ml  |
| steril                                     | Ja   |
| Pipettenspitzen Eigenschaften              | pyrogenfrei graduier RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei |
| Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein) | Karton. Spitzen einzeln verpackt                             |
| Verpackungseinheiten Spitzen               | 1 x 50   |
| Hersteller                                 | Socorex  |
| Typ Zertifikat                             | Sterilisationszertifikat vom Hersteller                      |
| für Pipetten/ Dispenser der Hersteller     | Socorex  |

