



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Ecostep bioproof™ für Stepper 411 mix, steril, einzeln, 60 p

173,89 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ecostep™ Spritzen für Stepper™ 411

Drei Grössen decken einen Volumenbereich von 10 bis 5000 µl ab.

Farbcodierung auf Spritzen und Wahltaster verhindern jegliche Einstellfehler.

Die Graduierung hilft bei der Kontrolle des Spritzeninhalts.

PE/PP Materialien garantieren eine hervorragende chemische Beständigkeit.

bioproof: individuell verpackte, sterilisierte Spritzen mit hohem biologischem Reinheitsgrad. Jede Produktionsserie wird von unabhängigen Testlaboratorien geprüft und frei von DNase, RNase, Pyrogenen (Endotoxine) und humaner DNA zertifiziert.

Die Auswahlpackung enthält je 20 Spritzen 0.75 ml (gelb), 3.75 ml (blau) und 37.5 ml (rot).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0158
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7425
EAN	4058072163112
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (gelb) transparent (blau) transparent (rot)
Volumen	5000 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei graduier RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei
Hersteller	Socorex
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton. Spitzen einzeln verpackt
Verpackungseinheiten Spitzen	60 x 1
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Socorex

