



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



AHN Filterspitzen myTipLow Retention 1-200 µl, klar, steril

92,39 € Ab

71,07 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

AHN myTip® Low Retention Filterspitzen

Dank der Kombination aus der extrem hydrophoben Innenoberfläche und der Mikroporenfilter-Technologie wird die ultimative Leistung der AHN myTip® Low Retention Filterspitzen garantiert.

Präzises und komfortables Pipettieren mit maximaler Probengewinnung war noch nie so einfach wie mit den AHN myTip® Low Retention Filterspitzen. Mit den AHN myTip® Low Retention Filterspitzen können Sie auch kleinste Probenmengen präzise dosieren, die Reproduzierbarkeit Ihrer Ergebnisse sichern und gleichzeitig Ihre Arbeitsgenauigkeit erhöhen. Viskose Flüssigkeiten können mit AHN myTip® Low Binding Filterspitzen leichter verarbeitet werden.

Schaffen Sie eine effektive Barriere für schädlichen Aerosoltransfer während der Verarbeitung Ihrer Proben mit AHN myTip® Low Retention Filterspitzen. Schützen Sie das Innere Ihrer Pipette und reduzieren Sie die Kosten für Reparatur und Service. Die AHN myTip® Low Retention Filterspitzen reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination und gewährleisten stabile und zuverlässige Ergebnisse.

Die Filter der AHN myTip® Low Binding Filterspitzen bestehen aus speziell entwickeltem, hydrophobem, reinem Polyethylen, das frei von chemischen Zusätzen ist und das Risiko einer Kreuzkontamination im Falle des Kontakts der Flüssigkeit mit dem Filter eliminiert.

AHN myTip® Low Retention Filterspitzen können universell mit den gängigen Pipettenmarken verwendet werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AN-0303
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen low retention
Hersteller (Marke)	AHN
alte neoLab ArtikelNr.	7-3124
EAN	4058072065416
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	200 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Filter mit Box
Farbcode	gelb
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	AHN Low Retention Filterspitzen
Verpackungsart Pipettenspitzen (AHN)	Rack

