



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Brand® Filterspitzen, palettiert, TipBox, 5 – 200  
µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril,  
PP, Filter PE, farblos**

Sonderangebot

**68,78 €**

Normalpreis

**98,25 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohmaterialien sind frei von den Additiven DiHEMA und Oleamid. Spitzen werden bei BRAND unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet. Das BRAND-Spitzenprogramm umfasst Pipettenspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 10 ml und Filterspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 1000 µl. Sie sind getestet für Transferpette®-Mikoliterpipetten von BRAND und für viele andere Pipetten anderer Hersteller. Mehr Informationen dazu finden Sie im Selection Guide. BRAND-Pipettenspitzen und Filterspitzen sind autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285. Sterile Pipetten- und Filterspitzen werden in zertifizierter BIO-CERT®-Qualität hergestellt. Sie werden gemäß der ISO 11 137 und den AAMI-Richtlinien mit  $\beta$ -Strahlen sterilisiert. Non-self sealing Filterspitzen von BRAND besitzen einen PE-Filter, der frei von chemischen Zusätzen ist. Er ist durch die besondere Kombination aus Porendurchmesser und Filterlänge so dicht, dass keine Aerosole an den Pipettenschaft gelangen können. BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2048
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Brand
alte neolab ArtikelNr.	1-6546
EAN	4058072212834
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	5 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung mit Filter mit Box graduiert RNase-frei RNA-frei PCR-Inhibitor-frei Endotoxin-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	BRAND BIO-CERT Tips. Standard
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (BRAND)	TipBox
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Brand Gilson Thermo Scientific

