



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Filterspitzen, ep Dualfilter T.I.P.S.® PCR clean, steril, 0,1-10µl, M, 40mm

Sonderangebot

**146,25 €**

Normalpreis

**195,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean und sterile, 0,1 – 10 µL M, 40 mm, mittelgrau, farblose Spitzen, 960 Tips (10 Racks × 96 Tips). Replaces order no. 0030077512. – Zwei Filterschichten bieten Zweifachschutz vor Aerosolen<sup>1)</sup> und Biomolekülen, um Ihre Pipette und Probe zu schützen – Frei von PCR-Inhibitor-Additiven für verlässliche Ergebnisse von nachgeordneten Prozessen – Erhältlich in PCR clean/Sterile (steril und pyrogenfrei) – Die stetige Kontrolle jeder Produktionscharge durch ein unabhängiges Labor garantiert höchste Reinheit und Qualität – Chargenspezifische Zertifikate sind erhältlich auf der (URL: <https://www.ependorf.com/certificates/>) [Zertifikate-Homepage] – Das Zertifikat über die Filterwirksamkeit gemäß EN 29463 ist (URL: [https://www.ependorf.com/fileadmin/Main/05-Files/INT/Service\\_/\\_Support/CoQ\\_EPA\\_HEPA\\_Standard\\_of\\_epDualfilter\\_T.I.P.S.\\_March\\_2020.pdf](https://www.ependorf.com/fileadmin/Main/05-Files/INT/Service_/_Support/CoQ_EPA_HEPA_Standard_of_epDualfilter_T.I.P.S._March_2020.pdf)) [hier] erhältlich – Modernes, schlankes Rack mit wiederverschließbarem Deckel – Verbesserte Nachhaltigkeit durch 20 % niedrigeren Polypropylen-Verbrauch pro Rack <sup>1)</sup> Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder flüssigen Tröpfchen in der Luft oder einem anderen Gas.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2628
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072426088
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Ja
Länge	40 mm
Pipettenspitzen Eigenschaften	steril PCR-Inhibitor-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Ein Rack/ Tray mit Box

