



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Filterspitzen, ep Dualfilter T.I.P.S.® PCR clean, steril, 0.2-5ml L, 175mm, lila

Sonderangebot


75,75 €

Normalpreis

101,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean und sterile, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, lila, farblose Spitzen, 120 Tips (5 Racks × 24 Tips). Replaces order no. 0030077725. – Zwei Filterschichten bieten Zweifachschutz vor Aerosolen¹⁾ und Biomolekülen, um Ihre Pipette und Probe zu schützen – Frei von PCR-Inhibitor-Additiven für verlässliche Ergebnisse von nachgeordneten Prozessen – Erhältlich in PCR clean/Sterile (steril und pyrogenfrei) – Die stetige Kontrolle jeder Produktionscharge durch ein unabhängiges Labor garantiert höchste Reinheit und Qualität – Chargenspezifische Zertifikate sind erhältlich auf der (URL: <https://www.eppendorf.com/certificates/>) [Zertifikate-Homepage] – Das Zertifikat über die Filterwirksamkeit gemäß EN 29463 ist (URL: https://www.eppendorf.com/fileadmin/Main/05-Files/INT/Service___Support/CoQ_EPA_HEPA_Standard_of_epDualfilter_T.I.P.S._March_2020.pdf) [hier] erhältlich – Modernes, schlankes Rack mit wiederverschließbarem Deckel – Verbesserte Nachhaltigkeit durch 19 % niedrigeren Polypropylen-Verbrauch pro Rack 1) Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder flüssigen Tröpfchen in der Luft oder einem anderen Gas.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2638
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072426187
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (violett)
Volumen MAX	5 ml
Volumen MIN	0,2 ml
steril	Ja
Länge	175 mm
Pipettenspitzen Eigenschaften	steril PCR-Inhibitor-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Ein Rack/ Tray mit Box

