



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Filterspitzen, ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax PCR clean, steril, 2-100µl, 53mm, gelb

Sonderangebot

144,75 €

Normalpreis

193,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, PCR clean und sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, gelb, farblose Spitzen, 960 Tips (10 Racks × 96 Tips). Replaces order no. 0030077822. – Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten, Aerosolen¹) und Biomolekülen – Zertifikat über die Filterwirksamkeit gem. EN 29463 erhältlich unter: (URL: <https://www.eppendorf.com/certificates>) [certificates homepage] – Frei von PCR-Inhibitor-Additiven – Schutz Ihrer Pipette vor aggressiven Flüssigkeiten bei Überpipettieren – Erhältlich in PCR clean/Sterile (Sterile und pyrogenfrei) – Die stetige Kontrolle jeder Produktionscharge durch ein unabhängiges Labor sorgt für höchste Reinheit und Qualität – Chargenspezifische Zertifikate sind erhältlich auf der (URL: <https://www.eppendorf.com/certificates/>) [Zertifikate-Homepage] – Das Zertifikat über die Filterwirksamkeit gemäß EN 29463 ist (URL: https://www.eppendorf.com/fileadmin/Main/05-Files/INT/Service_/_Support/CoQ_EPA_HEPA_Standard_of_epDualfilter_T.I.P.S._March_2020.pdf) [hier] erhältlich – Modernes, schlankes Rack mit wiederverschließbarem Deckel – Verbesserte Nachhaltigkeit durch 20 % niedrigeren Polypropylen-Verbrauch pro Rack 1) Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder flüssigen Tröpfchen in der Luft oder einem anderen Gas.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2647
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072426262
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (gelb)
Volumen MAX	100 µl
Volumen MIN	2 µl
steril	Ja
Länge	53 mm
Pipettenspitzen Eigenschaften	steril PCR-Inhibitor-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Ein Rack/ Tray mit Box

