



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf epDualfilter T.I.P.S. 1-10 ml L, einzeln steril, 100 Stck./Pack

Sonderangebot

63,30 €

Normalpreis

84,40 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Eppendorf epDualfilter T.I.P.S. sind die ersten Filterspitzen mit Kontaminationsschutz durch einen Zwei-Phasen-Filter. Die Filterschichten halten 100% aller Aerosole und Biomoleküle zurück.

- doppelter Schutz durch zwei Filterschichten
- doppelter Schutz für Pipette und Probe
- doppelter Schutz vor Aerosolen und Biomolekülen
- frei von PCR-Inhibitor-Additiven
- steril, Eppendorf PCR clean und pyrogenfrei
- IvD-konform
- chargenzertifizierung

Zur Verwendung mit Eppendorf Reference und Research sowie passend für nahezu alle gängigen Pipettenmodelle anderer Hersteller.

DNase-frei, RNase-frei, PCR-Inhibitoren-frei und Human-DNA-frei.

epT.I.P.S.[®] Racks

Einmalboxen, nicht wiederverwendbar, Best.-Nr. E-6521: 100 Spitzen, einzeln verpackt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0223
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-6521
EAN	4058072405274
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	10 ml
Volumen MIN	1 ml
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Filter mit Box graduiert RNase-frei PCR-Inhibitor-frei DNase-frei DNA-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton. Spitzen einzeln verpackt
Verpackungseinheiten Spitzen	100 x 1
Modell Pipettenspitze	Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Racks
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

