



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## neolab® InstaTip 200 µl Filter Pipettenspitzen, steril, DNase und RNase frei, 10 x 96

**138,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

InstaTip 1000 µl Filter PipetteTip, sterilized by irradiation, DNase & RNase free

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	7-2005
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4066292687646
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	1 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	steril DNase-frei RNase-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box

