




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson Blister Refill DF200ST, 20-200 µl, steril, 10 x 96 Stck./Pack

**119,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Die Refill-Variante für Gilson PIPETMAN® Filtertips Diamond®, steril, in der Blister-Verpackung.**

Filtertips können helfen, Aerosol-Kontaminationen zu verhindern.

Gamma-sterilisiert, frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, und ATP.

Einzel verpackte Racks mit Farbkodierung kompatibel zu den Gilson Pipetten Modellen.

Für höchste Sauberkeit und leichte Handhabung.

Einfach die Deckfolie der Verpackung entfernen und das fertig mit Spitzen gesteckte Rack in die entsprechende Box umsetzen.

### **Blister Refill™**

Steril, farbcodiert versiegelt.

10 Trays einzeln verpackt à 96 Spitzen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0460
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4467
EAN	4058072222239
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	20 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung mit Filter mit Box RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DF200ST
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Blister
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

