



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Blister Refill DF1000ST, 100-1000 µl, steril, 10 x 96 Stck./Pack

141,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Refill-Variante für Gilson PIPETMAN® Filtertips Diamond®, steril, in der Blister-Verpackung.

Filtertips können helfen, Aerosol-Kontaminationen zu verhindern.

Gamma-sterilisiert, frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, und ATP.

Einzeln verpackte Racks mit Farbkodierung kompatibel zu den Gilson Pipetten Modellen.

Für höchste Sauberkeit und leichte Handhabung.

Einfach die Deckfolie der Verpackung entfernen und das fertig mit Spitzen gesteckte Rack in die entsprechende Box umsetzen.

Blister Refill™

Steril, farbcodiert versiegelt.

10 Trays einzeln verpackt à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0464
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4469
EAN	4058072180249
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	100 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung mit Filter mit Box RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DF1000ST
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Blister
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

