



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Blister Refill DF300ST, 20-300 µl, steril, 10 x 96 Stck./Pack

119,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Refill-Variante für Gilson PIPETMAN® Filtertips Diamond®, steril, in der Blister-Verpackung.

Filtertips können helfen, Aerosol-Kontaminationen zu verhindern.

Gamma-sterilisiert, frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, und ATP.

Einzel verpackte Racks mit Farbkodierung kompatibel zu den Gilson Pipetten Modellen.

Für höchste Sauberkeit und leichte Handhabung.

Einfach die Deckfolie der Verpackung entfernen und das fertig mit Spitzen gesteckte Rack in die entsprechende Box umsetzen.

Blister Refill™

Steril, farbcodiert versiegelt.

10 Trays einzeln verpackt à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

| | |
|--|--|
| Art.-Nr. | CF-0466 |
| Typ Pipettenspitze | Filterspitzen |
| Hersteller (Marke) | Gilson |
| alte neoLab ArtikelNr. | 7-4468 |
| EAN | 4058072175566 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (milchig) |
| Volumen MAX | 300 µl |
| Volumen MIN | 20 µl |
| steril | Ja |
| Pipettenspitzen Eigenschaften | pyrogenfrei mit Zertifizierung mit Filter mit Box RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei |
| Bezeichnung Spitze (Gilson) | DF300ST |
| Flüssigkeitsverhalten | hydrophob |
| Modell Pipettenspitze | Gilson PIPETMAN Tips Diamond |
| Typ Zertifikat | Sterilisationszertifikat vom Hersteller |
| Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson) | Blister |
| Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein) | Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box |
| Verpackungseinheiten Spitzen | 10 x 96 |
| für Pipetten/ Dispenser der Hersteller | Gilson |

