



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Tipack Rack DFL10ST, 0,1-10 µl, steril, 10 x 96 Stck./Pack

136,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original sterile Gilson Diamond[®] Pipettenspitzen mit Filter praktisch gesteckt im Nachfüllrack. Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

DFL: Lange Spitzenausführung für das Volumen 0,1–10 µl

TIPACK™, Filterspitzen, steril

Gamma-sterilisiert, frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, ATP.

10 Trays à 96 Spitzen, einzeln verpackt mit Indikatorkleber.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0423
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4403
EAN	4058072221942
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung mit Filter mit Box extra lang RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DFLI0ST
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Sterilized TiPack™
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

