



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson Tipack Rack DF1000ST, 100-1000 µl, steril, 10 x 96 Stck./Pack

**146,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Original sterile Gilson Diamond<sup>®</sup> Pipettenspitzen mit Filter praktisch gesteckt im Nachfüllrack. Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

### **TIPACK™, Filterspitzen, steril**

Gamma-sterilisiert, frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, ATP.

10 Trays a 96 Spitzen, einzeln verpackt mit Indikatoraufkleber.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0441
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4342
EAN	4058072222123
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	100 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung mit Filter mit Box RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DF1000ST
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Sterilized TiPack™
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

