



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Pipettenspitze Qualitix® 10µL, mit Filter, lange Mikrospitze

**170,77 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Socorex Qualitix® Pipettenspitzen erfüllen höchste Qualitätsansprüche, bieten hohe Flexibilität und zuverlässige Kompatibilität. Die Pipettenspitzen sind nicht nur für Socorex® Pipetten sondern auch für Mikropipetten sämtlicher Marken geeignet.

Unterschiedliche Verpackungseinheiten (Beutel, Rack und das tipfill™ Rack-Nachfüllsystem), zusammen mit einer grossen Auswahl an Spitzen mit und ohne Filter, bieten eine enorme Vielseitigkeit.

Produktvorteile

- Umfassendes Sortiment, hohe Materialqualität, autoklavierbar
- Beutel, Racks und tipfill™ RackNachfüllsystem
- Garantierte Konsistenz, Charge für Charge
- Nuklease-, Endotoxin- und ATP-frei zertifiziert
- Reduzierte Verpackung benötigt weniger Lagerfläche im Labor
- Vielseitige Kompatibilität mit Mikropipetten sämtlicher Marken

**Filterspitzen** beinhalten einen hydrophobischen 10 µm HDPE-Filter, um jegliche Kontamination zu blockieren und wirkungsvoll Pipette und Probe zu schützen.

**Aerosolschutz – keine Kontamination !**

Die hohe Spitzenreinheit sowie die Sterilisation durch Gammastrahlung sind zertifiziert.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0424
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7892
EAN	4058072369378
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	10 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Socorex Filterspitzen
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Socorex

