



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Pipettenspitze Qualitix®, 200µL, mit Filter, schräge gradierte Spitze

170,77 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Socorex Qualitix® Pipettenspitzen erfüllen höchste Qualitätsansprüche, bieten hohe Flexibilität und zuverlässige Kompatibilität. Die Pipettenspitzen sind nicht nur für Socorex® Pipetten sondern auch für Mikropipetten sämtlicher Marken geeignet.

Unterschiedliche Verpackungseinheiten (Beutel, Rack und das tipfill™ Rack-Nachfüllsystem), zusammen mit einer grossen Auswahl an Spitzen mit und ohne Filter, bieten eine enorme Vielseitigkeit.

Produktvorteile

- Umfassendes Sortiment, hohe Materialqualität, autoklavierbar
- Beutel, Racks und tipfill™ RackNachfüllsystem
- Garantierte Konsistenz, Charge für Charge
- Nuklease-, Endotoxin- und ATP-frei zertifiziert
- Reduzierte Verpackung benötigt weniger Lagerfläche im Labor
- Vielseitige Kompatibilität mit Mikropipetten sämtlicher Marken

Filterspitzen beinhalten einen hydrophobischen 10 µm HDPE-Filter, um jegliche Kontamination zu blockieren und wirkungsvoll Pipette und Probe zu schützen.

Aerosolschutz – keine Kontamination !

Die hohe Spitzenreinheit sowie die Sterilisation durch Gammastrahlung sind zertifiziert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0434
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-8410
EAN	4058072369477
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	200 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Socorex Filterspitzen
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Socorex

