



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



AHN Premium-Line XL Tip 0,1-10 µl, 45,2 mm, klar, 2x1000 St.

Sonderangebot

25,00 €

Normalpreis

49,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Premium-Line Tip

- Innovative Low Retention Oberfläche
- Maximale Probenrückgewinnung
- Minimaler Probenverlust
- Hochpräzises Pipettieren
- Frei von RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
- Verfügbar in Beuteln und Rackboxen
- Sicher sitzende und leicht abzuwerfende Pipettenspitzen
- Optimale Konusgeometrie mit breiter Dichtzone
- Unversehrtheit des Produktes
- Steril gelieferte Ware (Beta-Bestrahlung)
- Kompatibel mit neoPette , Eppendorf, Gilson, Brand, Biohit, Socorex, HTL

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AN-0717
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	AHN
alte neoLab ArtikelNr.	4-060-60-0
EAN	4058072456184
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Nein
Länge	45.2 mm
Pipettenspitzen Eigenschaften	autoklavierbar Low Retention
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Beutel

