



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**AHN Top-Line® Tip 0,1-10 µl, 34,1 mm, klar, 10x96  
St.**

**35,20 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Die Universellen für alle Anwendungen

Genaueres Pipettieren ohne Probenverlust

Konischer Pipettenauslass verhindert Tropfenbildung an der Spitzenöffnung

Kein Risiko der Probenverunreinigung

Pipettenspitzen sind hergestellt aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen

Schnelle und einfache Volumenkontrolle

Graduierungslinien an der Pipettenspitze

- Frei von RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
- Verfügbar in Beuteln und Rackboxen
- Sicher sitzende und leicht abzuwerfende Pipettenspitzen
- Optimale Konusgeometrie mit breiter Dichtzone
- Unversehrtheit des Produktes
- Steril gelieferte Ware (Beta-Strahlung)
- Kompatibel mit neoPette, Eppendorf, Gilson, Brand, Biohit, Socorex, HTL

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	AN-0711
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	AHN
alte neoLab ArtikelNr.	1-000-96-0
EAN	4058072456139
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Nein
Länge	34.1 mm
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (AHN)	Rack

