



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



AHN myTip® 200 µl Pipettenspitzen, nicht steril, DNase und RNase frei

9,58 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf – verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz Schnelle und einfache Volumenkontrolle – Graduierungslinien an der Pipettenspitze Präzises Pipettieren ohne Probenverlust – konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass der Spitze Verwendung von hochwertigem Material – Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen Einfach Identifikation der Pipettenspitze – farbige Racks ermöglichen eine schnelle und einfache Bestimmung der Pipettenspitze sowie der geeigneten Pipette Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung) Versionen – erhältlich in Beuteln und Rackboxen Kompatibilitätstabelle auf Anfrage

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AN-0028
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	AHN
EAN	4058072449926
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	8.00000 kg
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	200 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Ja
Zolltarifnummer	84799070
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Beutel

