













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

DE 143 450 657



AHN myTip Gelloader 200 µL, klar, Rackbox, Karton/4x8x96

129,95 € zzgl. MwSt & **Versand**

Product Images

Beschreibung

Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf – verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz Schnelle und einfache Volumenkontrolle – Graduierungslinien an der Pipettenspitze Präzises Pipettieren ohne Probenverlust – konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass der Spitze Verwendung von hochwertigem Material – Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen Einfach Identifikation der Pipettenspitze – farbige Racks ermöglichen eine schnelle und einfache Bestimmung der Pipettenspitze sowie der geeigneten Pipette Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung) Versionen – erhältlich in Beuteln und Rackboxen Kompatibilitätstabelle auf Anfrage

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	AN-0041
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	AHN
EAN	4058072195397
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	3.70000 kg
Volumen MAX	200 μΙ
Volumen MIN	200 μΙ
Ursprungsland	Italien
steril	Nein
Zolltarifnummer	84799070
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Вох

