



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## AHN myTip Gelloader 200 $\mu$ L, klar, Rackbox, Karton/4x8x96

**129,95 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf – verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz Schnelle und einfache Volumenkontrolle – Graduierungslinien an der Pipettenspitze Präzises Pipettieren ohne Probenverlust – konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass der Spitze Verwendung von hochwertigem Material – Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen Einfach Identifikation der Pipettenspitze – farbige Racks ermöglichen eine schnelle und einfache Bestimmung der Pipettenspitze sowie der geeigneten Pipette Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung) Versionen – erhältlich in Beuteln und Rackboxen Kompatibilitätstabelle auf Anfrage

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AN-0041
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	AHN
EAN	4058072195397
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	3.70000 kg
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	200 µl
steril	Nein
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	84799070
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Box

