



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Brand® Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 500 -
5.000 µl, PP, farblos, CERTIFIED LIFE SCIENCE
QUALITY**

**38,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohmaterialien sind frei von den Additiven DiHEMA und Oleamid. Spitzen werden bei BRAND unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet. Das BRAND-Spitzenprogramm umfasst Pipettenspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 10 ml und Filterspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 1000 µl. Sie sind getestet für Transferpette®-Mikoliterpipetten von BRAND und für viele andere Pipetten anderer Hersteller. Mehr Informationen dazu finden Sie im Selection Guide. BRAND-Pipettenspitzen und Filterspitzen sind autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285. Sterile Pipetten- und Filterspitzen werden in zertifizierter BIO-CERT®-Qualität hergestellt. Sie werden gemäß der ISO 11 137 und den AAMI-Richtlinien mit β -Strahlen sterilisiert. CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY: Reine Rohmaterialien, Fertigung unter kontrollierten Raumbedingungen, Ständige Inprozesskontrollen, Optische Prüfungen, Chargenmanagement, Endprüfung vor Auslieferung, Geprüfte Funktionalität

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1607
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-6529
EAN	4058072209360
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	500 µl
Volumen MIN	50 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Box extra lang
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (BRAND)	TipBox rund
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 28

