



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Brand® Pipettenspitzen, lose, im Beutel, 50 –
1.000 µl, PP, blau, CERTIFIED LIFE SCIENCE
QUALITY**

Sonderangebot

13,20 €

Normalpreis

26,40 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohmaterialien sind frei von den Additiven DiHEMA und Oleamid. Spitzen werden bei BRAND unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet. Das BRAND-Spitzenprogramm umfasst Pipettenspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 10 ml und Filterspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 1000 µl. Sie sind getestet für Transferpette®-Mikoliterpipetten von BRAND und für viele andere Pipetten anderer Hersteller. Mehr Informationen dazu finden Sie im Selection Guide. BRAND-Pipettenspitzen und Filterspitzen sind autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285. Sterile Pipetten- und Filterspitzen werden in zertifizierter BIO-CERT®-Qualität hergestellt. Sie werden gemäß der ISO 11 137 und den AAMI-Richtlinien mit β -Strahlen sterilisiert. Die Artikel sind in folgenden Qualitätsstufen erhältlich: CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY und BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1944
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-6536
EAN	4058072211851
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (blau)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	50 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungseinheiten Spitzen	2 x 500
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (BRAND)	Beutel
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Brand Gilson Eppendorf Thermo Scientific

