



Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

Artikelbilder

Beschreibung

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 1250, nicht steril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 1250 µl | Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): = 4.06 in. Kompatibilität: Thermo Scientific®; E1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientific®; F1-ClipTip Format: Reload Spitzenform: Geringe Retention Verpackung: 8 x 96 tips/insert (reload insert) Farbcode: Türkis Unit Size: Case of 768

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0443
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292158160
Bruttogewicht	1.34
Ursprungsland	Finnland
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.02000000 ccm
Zolltarifnummer	84799070
Länge	103 mm

