



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Pipettenspitzen, epTIPS Reloads, Quality™, 50-1250µl, 76mm, grün

86,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 50 – 1,250 µL, 76 mm, grün, farblose Spitzen, 960 Tips (10 Trays × 96 Tips) – Geringere Abfallmenge gegenüber Einweg-Racks – Die Nachfüll-Trays sind bei bis zu 121 °C in der Verpackung und ohne Folie für spätere Verwendung autoklavierbar – Je nach Spitzengröße sind die Trays im Nachfüllsystem gegeneinander gesteckt oder übereinander gestapelt verpackt – In den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR clean erhältlich – Farblich codierte Trays zur einfachen Volumen- und Pipettenerkennung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0169
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072405014
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	grün
Volumen MAX	1250 µl
Volumen MIN	50 µl
steril	Nein
Länge	76 mm
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob

