



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Pipettenspitzen, epT.I.P.S. Set 50-1000µl

56,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Beim epT.I.P.S.®-, dem original Eppendorf "Totally Integrated Pipetting System"-, sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten abgestimmt und erfüllen selbstverständlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und Abwurfkräften bei höchster Dichtigkeit. epT.I.P.S.-Pipettenspitzen können auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Produktionsphilosophie. Die epT.I.P.S. Sets in Eppendorf Quality enthalten eine box und 5 refill trays mit Spitzen. Das Nachfüllsystem ist komplett autoklavierbar und für Volumina von 10 µL bis 2,5 mL erhältlich. Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox System optimiert für Mehrkanalpipetten Farbig codierte Trays zur einfachen Spitzen- und Pipettenerkennung Aufsetzen der Spitzen direkt aus den Nachfüll-Trays möglich Die trays und boxes sind bei 121 °C für spätere Verwendung autoklavierbar epT.I.P.S. Box und epT.I.P.S. Set erhältlich in Eppendorf Quality

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0150
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072172596
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	50 µl
steril	Nein
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Eppendorf epT.I.P.S.

