



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Pipettenspitzen, epTIPS Biopur, 0.1-5ml, 120mm, lila

60,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

epT.I.P.S.® Racks, Biopur®, 0,1 – 5 mL, 120 mm, lila, farblose Spitzen, 120 Tips (5 Racks × 24 Tips). Replaces order no. 0030075200. – Eppendorf Biopur-Pipettenspitzen in Einweg-Racks haben den höchsten biologischen Reinheitsgrad – Sicher PCR clean, steril, pyrogen-, ATP- und DNA-frei – Alle vorsterilisierten epT.I.P.S.- und ep Dualfilter T.I.P.S.-Varianten sind in Racks erhältlich – Die Sterilverpackung entspricht den Normen DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2-10 – Jede Produktionscharge von Racks wird fortlaufend durch ein unabhängiges Labor geprüft – Chargenspezifische Zertifikate erhältlich unter: www.eppendorf.com/certificates – Verpackt in Racks à 384, 96, 48 oder 24 Spitzen – Zur Verwendung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, Molekularbiologie und Zelltechnologie – Modernes, schlankes Rack mit wiederverschließbarem Deckel – Verbesserte Nachhaltigkeit durch 35 % niedrigeren Polypropylen-Verbrauch pro Rack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2614
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072425944
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	5 ml
Volumen MIN	0,1 ml
steril	Ja
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungseinheiten Spitzen	5 x 24
Modell Pipettenspitze	Eppendorf epT.I.P.S.
Typ Zertifikat	Qualitätszertifikat
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Racks
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

