



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Eppendorf epTIPS Standard 1-10 ml L, 243 mm  
lang, 2x100 Stck.**

**85,80 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Spitzenqualität zu einem attraktiven Preis!

Original-Eppendorf-Standardtips in wieder verschließbaren Beuteln, autoklavierbar bei 121°C.

### **epT.I.P.S.<sup>®</sup> Standard**

Lose verpackt im Beutel

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0076
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-6810
EAN	4058072173012
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	10 ml
Volumen MIN	0,1 ml
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung graduiert extra lang
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Eppendorf epT.I.P.S.
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Standard
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Beutel
Verpackungseinheiten Spitzen	2 x 100
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

