



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf epTIPS Standard, 0,1-20 µl, 2x500 Stck.

69,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Spitzenqualität zu einem attraktiven Preis!

Original-Eppendorf-Standardtips in wieder verschließbaren Beuteln, autoklavierbar bei 121°C.

epT.I.P.S.[®] Standard

Lose verpackt im Beutel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0078
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-6806
EAN	4058072404352
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Beutel
Verpackungseinheiten Spitzen	2 x 500
Modell Pipettenspitze	Eppendorf epT.I.P.S.
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Standard
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

