




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf epTIPS Standard, 2-200 µl, 1000 St./Beutel

**42,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Spitzenqualität zu einem attraktiven Preis!

Original-Eppendorf-Standardtips in wieder verschließbaren Beuteln, autoklavierbar bei 121°C.

**epT.I.P.S.® Standard**

Lose verpackt im Beutel

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-0081
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-6811
EAN	4058072174286
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	2 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Eppendorf epT.I.P.S.
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

