



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf epTIPS Standard, 20–300 µl, 2x500 Stck.

42,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Spitzenqualität zu einem attraktiven Preis!

Original-Eppendorf-Standardtips in wieder verschließbaren Beuteln, autoklavierbar bei 121°C.

epT.I.P.S.[®] Standard

Lose verpackt im Beutel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0082
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-6807
EAN	4058072404383
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (gelb)
Volumen MAX	300 µl
Volumen MIN	20 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Eppendorf epT.I.P.S.
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Standard
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Beutel
Verpackungseinheiten Spitzen	2 x 500
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

