




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf epTIPS Standard, 500–2500 µl, 5x100 Stck.

50,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Spitzenqualität zu einem attraktiven Preis!

Original-Eppendorf-Standardtips in wieder verschließbaren Beuteln, autoklavierbar bei 121°C.

epT.I.P.S.[®] Standard

Lose verpackt im Beutel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0087
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-6804
EAN	4058072404420
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	2500 µl
Volumen MIN	500 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Eppendorf epT.I.P.S.
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Standard
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Beutel
Verpackungseinheiten Spitzen	5 x 100
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

