



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Brand® Filterspitzen, palettiert, TipBox, 2 – 20 µl,
BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril, PP,
Filter PE, farblos**

Sonderangebot

67,10 €

Normalpreis

95,85 €

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohmaterialien sind frei von den Additiven DiHEMA und Oleamid. Spitzen werden bei BRAND unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet. Das BRAND-Spitzenprogramm umfasst Pipettenspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 10 ml und Filterspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 1000 µl. Sie sind getestet für Transferpette®-Mikoliterpipetten von BRAND und für viele andere Pipetten anderer Hersteller. Mehr Informationen dazu finden Sie im Selection Guide. BRAND-Pipettenspitzen und Filterspitzen sind autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285. Sterile Pipetten- und Filterspitzen werden in zertifizierter BIO-CERT®-Qualität hergestellt. Sie werden gemäß der ISO 11 137 und den AAMI-Richtlinien mit β -Strahlen sterilisiert. Non-self sealing Filterspitzen von BRAND besitzen einen PE-Filter, der frei von chemischen Zusätzen ist. Er ist durch die besondere Kombination aus Porendurchmesser und Filterlänge so dicht, dass keine Aerosole an den Pipettenschaft gelangen können. BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2046
Artikel - USP	Reinraum-Qualität für kontaminationsfreies Arbeiten. Perfekter Sitz auf der Mikroliterpipette Transferpette® und vielen anderen Pipetten. Das Spitzen-System für alle Anforderungen.
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104932728
EAN	4058072212810
Bruttogewicht	1.1512
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	0.90190 kg
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	2 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Ja
Verpackungsbreite	0.19100 m
Verpackungshöhe	0.12900 m
Verpackungstiefe	0.35200 m
Verpackungsvolumen	8672.93000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Pipettenspitzen Eigenschaften	BIO-CERT
Verpackungsart Pipettenspitzen (BRAND)	TipBox

