



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson Microman Spitzen CP10ST, Tipack Rack 2 x 96 St./Pack

**103,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Microman<sup>®</sup> Kolben mit Kapillaren (CP) aus nichtnetzendem PP, frei von Farbzusätzen.

**Steril**

### **TIPACK rack**

2 Boxen à 96 Spitzen

Die Gilson Microman E CP-Direktverdrängungsspitzen sind auch kompatibel mit den jeweiligen Mettler Toledo Rainin POS-D Direktverdrängungspipetten.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0264
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4459
EAN	4058072220846
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	1 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	CP10ST
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	2 x 96
für Modell Pipette	Microman M10 E
Modell Pipettenspitze	Gilson MICROMAN Tips
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Autoclavable TiPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

